



Bilance elettroniche a lettura digitale

DATI TECNICI:

Autocalibrazione con peso campione di serie	
Uscita dati	RS 232 in opzione
Funzione contapezzi in opzione	
Unità di peso selezionabile:	
- Grammi, Carati, Once, Libbre, Pennyweight, Once Troy, Grani, Tael	
Alimentazione	230 V 1 fase 50/60 Hz
Dimensioni	190 x 350 x 100 h mm
I modelli al milligrammo sono forniti con anello protettivo in plexiglass e coperchio inox	

Electronic balances

TECHNICAL DATA:

Autocalibration with standard weight	
Interface	optional RS 232
Optional counting parts	
Measuring unit selectable:	
- Grammi, Carati, Once, Libbre, Pennyweight, Once Troy, Grani, Tael	
Mains	230 V 1 fase 50/60 Hz
Housing	190 x 350 x 100 h mm
Model BC 180 with breeze ring	

MODELLO	PORTATA	SENSIBILITÀ	LINEARITÀ	DIAMETRO PIATTELLO	PESO NETTO
MODEL	CAPACITY	SENSIVITY	LINEARITY	PAN SIZE	NET WEIGHT
BC 180	330 g	0,001 g	± 0,001g	ø 110 mm	7.5 kg
BC 500	800 g	0,01 g	± 0,01 g	ø 160 mm	7.5 kg
BC 1500	1.700 g	0,01 g	± 0,01 g	ø 160 mm	7.5 kg
BC 1800	2.200 g	0,01 g	± 0,01 g	ø 160 mm	7.5 kg