


COBB



Apparecchio COBB

Apparecchio per eseguire prove di assorbimento di H₂O su carta e cartone ondulato.

DATI TECNICI:

Bicchiera e ghiera di serraggio in acciaio inox	
Area di prova	100 cm ²
Chiusura provino a pressione	
Piano di appoggio, guide, rullo di pressione, in acciaio cromato	
Completo di dima per taglio provini da 150 x 150 mm	
Misuratore di H ₂ O	da 250 cc
Rullo di pressione	7,5 Kg
Dimensioni	180 x 250 x 210 h mm
Peso	11 Kg

COBB Sizing Tester

Instrument designed to perform water absorption tests on paper and corrugated board.

TECHNICAL DATA:

Stainless steel hollow cylinder and circular clamping device	
Testing area	100 cm ²
Pressure sample sealing	
Chromium-plated steel base plate, guides and pressing roller	
Equipped with template for sample cutting	150 x 150 mm
Water graduated container	250 cc
Pressing roller	7.5 kg
Instrument size	180 x 250 x 210 h mm
Instrument weight	11 kg