

TE 100



Taglierina circolare

Apparecchio per il taglio di provini di carta e cartone ondulato a semplice e doppia onda.

DATI TECNICI:

Dimensioni di taglio del provino	100 cm ²
Profondità di taglio	9 mm max
Regolazione della profondità di taglio	
Completo di lame di ricambio e basi di taglio in sughero	
Dimensioni	160 x 130 h mm
Peso	2,6 Kg

Circular cutter

Equipment for cutting circular samples of paperboard and single or double-wall corrugated board, for determining their grammage.

TECHNICAL DATA:

Sample size	circular 100 cm ²
Sample thickness	9 mm maximum
Adjustable cutting depth	
Complete with spare blades and cutting bases	
Size	160 x 130 h mm
Weight	2.6 kg